

手術記録管理アプリケーション



マニュアル

株式会社 システムメディア



目 次

各画面と操作方法	1
ログイン画面	1
ユーザー管理一覧画面	2
ユーザー管理登録画面	3
患者一覧・検索画面	5
個別患者情報画面	6
画像登録画面	8
手術記録印刷画面	9

各画面と操作方法

●画面共通説明



① 画面タイトル

現在の画面の名前を表示しています。

② ログインユーザー名

ログイン中のユーザーの名前を表示しています。

③ 管理画面切替ボタン

管理画面切替ボタンを押すことで、ユーザー管理と患者情報管理の画面を切り替えます。

「患者一覧・検索画面」の時は【ユーザー管理】と表示されます。


「ユーザー登録画面」の時は【患者一覧・検索】と表示されます。

④ ログアウトボタン…Ope-reco からログアウトする時に使用します。

ボタンを押すと、ログイン画面に移動します。

【ログイン画面】

Ope-reco を起動するとログイン画面が開きます。



●ID

ユーザーID を入力します。

初回起動時は、空白のままになります。

●PASSWORD

パスワードを入力します。

初回起動時は、空白のままになります。

* ID と PASSWORD は、Ope-reco 内で設定できます。
設定については「ユーザー管理登録画面」を参照。

• USER ID と PASSWORD を入力後「LOGIN」ボタンを押すと、最初の画面「患者一覧・検索画面」に移動します。

【ユーザー管理一覧画面】

Oppe-reco に登録されているユーザーの情報が一覧で表示されます。

ユーザーID	ユーザー名	年齢	性別	職種	管理権限
admin	管理者 (変更不可)	33	男	管理者	有
user	ユーザー1	33	女	事務	無
user2	ユーザー2	38	男	医師	無

● ボタン説明



① 新規登録

ユーザーを新しく登録する際に使用します。

「新規登録」ボタンを押すと「ユーザー管理登録画面」に切替わりユーザー情報を入力できるようになります。

② 検索画面

登録されているユーザーの中から特定のユーザーの情報を探す際に使用します。

「検索画面」ボタンを押すと画面が検索モードに切り替わり、ユーザーID やユーザー名等に検索キーワードを入力できるようになります。

③ 検索実行

検索モードで検索キーワードを入力した後、「検索実行」ボタンを押すことで、登録されている情報の中から、対象の項目で検索キーワードと一致する情報の検索を実行します。

④ 全件表示

「検索実行」ボタンを押し画面上に検索結果のみが表示された後、一覧に全てのユーザーの情報を表示させる時に使用します。

※ 「検索実行」、「全件表示」ボタンは「検索画面」ボタンを押した時に画面上に表示されます。

※ 「新規登録」、「検索画面」ボタンは検索モード中は画面上に表示されません。

(「全件表示」ボタンを押すと「新規登録」、「検索画面」ボタンが再度表示されます。)

- ・ユーザー登録一覧表の中で選択状態になっている行は下図のように背景色が変更されます。

ユーザーID	ユーザー名	年齢	性別	職種	管理権限
admin	管理者 (変更不可)	33	男	管理者	有
user	ユーザー1	33	女	事務	無
user2	ユーザー2	38	男	医師	無

- ・ユーザー一覧の中から特定のユーザーの行を押すと、背景色が変わりユーザーの「ユーザー管理登録画面」に移動します。

【ユーザー管理登録画面】

Opre-reco に登録されている個別のユーザーの情報を登録・編集できます。

●ボタン説明

①前のユーザー

一つ前の登録済のユーザー情報に移動します。

②次のユーザー

一つ後の登録済のユーザー情報に移動します。

③削除

ユーザーを削除する際に使用します。

④ユーザー一覧

「ユーザー一覧画面」に移動します。

●ユーザーID

ユーザーIDを入力します。

Opre-reco のログイン時に必要なものになります。

●パスワード

パスワードを入力します。

Opre-reco のログイン時に必要なものになります。

●管理権限

Opre-reco の管理権限（有・無）を設定します。

管理権限「有」の人のみ新規ユーザー登録とユーザー情報の変更ができます。

●ユーザー名

ユーザー名を入力します。

●性別

性別を選択して入力します。

●年齢

生年月日を入力すると自動で表示されます。

●生年月日

ユーザーの生年月日を入力します。

手入力またはカレンダーから日付を選択して入力できます。

●職種

ユーザーの職種を入力します。

●メール

ユーザーが使用しているメールアドレスを入力します。


《ユーザーの削除》

ユーザーの削除を行う場合は、「削除」ボタンを押します。




削除ボタンを押すと、確認メッセージが表示されます。

確認メッセージの「削除」を押すとユーザーは削除されます。



※ユーザーの削除は、管理者権限が「有」のユーザーとしてログインしている場合でしかできません。管理者権限が「無」の人が削除ボタンを押した場合は、以下のようなメッセージが出て削除できません。



【患者一覧・検索画面】

Ope-reco に登録されている患者様の情報が一覧で表示されます。

手術日	患者ID	患者名	年齢	性別	診断	手術法	術者
2013/01/01	1	テスト患者1	43	女	診断1	手術法1	術者1
2013/01/01	2	テスト患者2	35	女	診断2	手術法2	ユーザー2
	999	サンプル患者	22	男			

●ボタン説明



①新規登録

患者様を新しく登録する際に使用します。

「新規登録」ボタンを押すと「個別患者情報画面」に切り替わり患者情報を入力できるようになります。

②検索画面

登録されている患者様の中から特定の患者様の情報を探す際に使用します。

「検索画面」ボタンを押すと画面が検索モードに切り替わり、患者IDや患者名等に検索キーワードを入力できるようになります。

③検索実行

検索モードで検索キーワードを入力した後、「検索実行」ボタンを押すことで、登録されている情報の中から、対象の項目で検索キーワードと一致する情報の検索を実行します。

④全件表示

「検索実行」ボタンを押し画面上に検索結果のみが表示された後、一覧に全ての患者様の情報を表示させる時に使用します。

※「検索実行」、「全件表示」ボタンは「検索画面」ボタンを押した時に画面上に表示されます。

※「新規登録」、「検索画面」ボタンは検索モード中は画面上に表示されません。

(「全件表示」ボタンを押すと「新規登録」、「検索画面」ボタンが再度表示されます。)

- ・患者一覧表の中で選択状態になっている行は下図のように背景色が変更されます。

手術日	患者ID	患者名	年齢	性別	診断	手術法	術者
2013/01/01	1	テスト患者1	43	女	診断1	手術法1	術者1
2013/01/01	2	テスト患者2	33	女	診断2	手術法2	ユーザー2

- ・患者一覧の中から特定の患者様の行を押すと、背景色が変わり該当患者様の「個別患者情報画面」に移動します。

【個別患者情報画面】

患者ごとの情報を登録・編集する画面になります。

●ボタン説明

①前の患者

一つ前の登録済みの患者の情報に移動します。

②手術記録印刷

患者情報や手術記録画像の印刷プレビュー画面が表示されます。

③次の患者

一つ後の登録済みの患者の情報に移動します。

④削除

患者情報を削除する際に使用します。

⑤患者一覧

最初の患者一覧画面に移動します。

《患者情報入力》

●患者 ID

患者の ID を入力します。

●患者名

患者の名前を入力します。

●性別

性別を選択して入力します。

●年齢

年齢を入力します。

生年月日を入力すると自動で表示されます。

●生年月日

患者の生年月日を入力します。

※生年月日、手術日は手入力、またはカレンダーから入力できます。



●手術日

手術を行った日付を入力します。

●主治医

患者の主治医の名前を入力します。

●診断

患者の診断名を入力します。

●術者

手術を行った人の名前を入力します。

※主治医、術者、介助者、麻酔医は ope-reco にユーザー登録されている場合はリストから選択して入力することもできます。

●手術法


手術で行った術式などを入力します。

●介助者

手術の介助者の名前を入力します。

●麻酔医

手術に入った麻酔医の名前を入力します。



●麻酔法

手術で実施した麻酔法を入力します。


●手術時間

手術に係った時間を入力します。

●出血量

手術の出血量を入力します。

《手術記録イメージデータ》



1 番目から順番に画像を登録することができ、登録済みの画像が一覧で表示されます。画像が登録済みの部分と次に登録できる部分は白く表示します。登録できない部分はグレーで表示します。白く表示されている部分を押すと画像登録画面に切替わります。

【画像登録画面】

「個別患者情報画面」でクリックした番号に画像を登録する画面になります。



- イメージNo.

画像が登録される番号が表示されます。


- ・画像登録

真ん中の白い部分を押すと「インポート」画面が表示されます。

「写真」や「ファイル」などを選択して画像を登録します。



- ・画像が保存されると「次のデータ」ボタンが表示されます。




「次のデータ」ボタンを押すと、次の番号の画面登録画面に切替わりますので、続けて他の画像を登録できます。

保存されている他のデータを見たい時は、「次のデータ」ボタンの他に、「前のデータ」ボタンを押すことで前の番号の画像を確認することができます。

- ・「閉じる」ボタンを押すことで、「個別患者情報画面」に戻ります。

【手術記録印刷画面】

「個別患者情報画面」で登録された患者情報と手術画像の印刷プレビュー画面になります。



「個別患者情報画面」の「手術記録印刷」ボタンを押すとこの画面が開きます。



複数ページある場合は画面下の矢印（「<」「>」）を押すと他のページに移動します。




印刷を行う際は左上の「印刷」ボタンを押します。



右上の「印刷終了」ボタンを押すと、「個別患者情報画面」に戻ります。



[補足：ope-reco をパソコンで使用している場合]



複数ページある場合は画面左上の矢印（「<」「>」）をクリックすると他のページに移動します。

